

**Provette, vetro soda lime AR®, pareti spesse****Scherf Präzision**

Provette, vetro soda lime AR®, pareti spesse. Senza orlo, con fondo tondo (spessore pareti da 0.7 a 1.0 mm).



Code	Description	Packaging
LLG06258821	Provette per batteriologia, Ø 12 mm, h 75 mm, Spessore 0,7 ± 0,04 mm	250 pz
LLG06258822	Provette per batteriologia, Ø 12 mm, h 100 mm, Spessore 0,7 ± 0,04 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 4 CONF. O MULTIPLI DI 4 CONF.	250 pz
LLG06258823	Provette per batteriologia, Ø 14 mm, h 100 mm, Spessore 0,9 ± 0,04 mm	250 pz
LLG06258824	Provette per batteriologia, Ø 14 mm, h 130 mm, Spessore 0,9 ± 0,04 mm	250 pz
LLG06258825	Provette per batteriologia, Ø 16* mm, h 100 mm, Spessore 0,8 ± 0,04 mm	250 pz
LLG06258826	Provette per batteriologia, Ø 16* mm, h 160 mm, Spessore 0,8 ± 0,04 mm	250 pz
LLG06258827	Provette per batteriologia, Ø 18* mm, h 180 mm, Spessore 1,0 ± 0,05 mm	250 pz
LLG09190200	Provette per batteriologia, Ø 8 mm, h 40 mm, Spessore 0,7 ± 0,03 mm	100 pz
LLG09190202	Provette, AR-Glas®, dimensioni (ØxL) 10 x 70 mm, spessore della parete 0.9 mm	100 pz
LLG09190205	Provette per batteriologia, Ø 10 mm, h 100 mm, Spessore 0,9 ± 0,03 mm	100 pz