

**Rubinetto in PTFE per essiccatore****Nalge**

Rubinetto per essiccatore in PTFE.

Design classico, mantiene una tenuta ermetica senza bisogno di grasso per vuoto e può essere usato sia in condizioni di vuoto completo che senza vuoto, ottima alternativa al vetro.



Code	Description	Packaging
LLG07049332	Rubinetto in PTFE per essiccatore	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

