

**Agitatore magnetico luMIX con luce****2mag**

Agitatore magnetico luMIX con luce. Agitatore magnetico ultra-piatto, privo di usura, con 1 larga posizione di agitazione e piatto luminescente, volume di agitazione fino a 3000 ml, adatto anche per campioni viscosi. Funzione di agitazione e funzione di illuminazione commutabili separatamente. Luce: piatto in luminescente PMMA, luminoso e senza riscaldamento, LED bianchi con luminosità omogenea ed intensità di luce variabile (4 posizioni), per un'illuminazione senza riflesso. Agitazione: 100% senza manutenzione e senza usura grazie al concetto induttivo motore-magnetico-2mag per miscelazione potente delle soluzioni, range estremamente ampio di velocità da 100 a 2.000rpm, agitazione senza strappi perfino a basse velocità, regolazione potenza a 4 posizioni per potenza elevata riguardo a volumi di agitazione elevati di campioni viscosi e potenza ridotta per funzionamento continuo e senza sviluppo di calore. Chiaro display digitale per regolazione luce, velocità e potenza.

Caratteristiche

Temperatura operativa ammessa: da -10 a +50°C a 80% U.R. max da -40 a +70°C, dal 10 al 95% UR, da 500 a 1060 hPa

Alloggiamento: acciaio inossidabile

Classe di protezione: IP64



Code	Description	Packaging
LLG09645992	Agitatore magnetico luMIX,100-2000 rpm, volume agitazione 1-3000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

