



Imbuto a gambo lungo


Kartell

Questi imbuti a gambo lungo sono progettati per applicazioni di filtrazione rapida in laboratorio.

Realizzati in resistente polipropilene, garantiscono robustezza e alta efficienza durante i processi di separazione grazie alla loro geometria studiata appositamente per facilitare il deflusso dell'aria e accelerare la filtrazione.

Caratteristiche

- Materiale: polipropilene (PP), resistente agli agenti chimici;
- Corpo angolato a 60°, ottimizzato per la filtrazione;
- Scanalature sul corpo per favorire la fuoriuscita dell'aria durante il processo;
- Gambo lungo che consente la formazione di una depressione sotto il filtro, velocizzando il flusso del liquido filtrato;
- Idonei per diversi campi applicativi in laboratorio, dalla chimica alla biologia.



Code	Description	Packaging
LLG07009078	Imbuto a gambo lungo, Ø 103,5 mm, in PP, lunghezza gambo mm 145 mm, capacità 225 ml, Ø gambo 8 mm, lunghezza totale 194 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

