

**Tanica con beccuccio integrato, PE-HD****Hünersdorff**

Tanica con beccuccio integrato, PE-HD. Taniche con design stabile per varie applicazioni nel lavoro e nel tempo libero, in polietilene adatto per alimenti (PE-HD). Protezione UV per lunga durata. Particolarmente adatte per acque potabili ed alimenti. Salva-spazio ed impilabili. Beccuccio integrato con ampio filetto. Con film protettivo trasparente in PE. Tappo a vite blu Ø 65mm. Con tappo filettato ed ampio filetto 22mm.



Code	Description	Packaging
LLG09002611	Tanica con beccuccio integrato, 10 L, largh. 350 mm lungh. 165 mm h 310 mm	1 pz
LLG09002612	Tanica con beccuccio integrato, 20 L, largh. 350 mm lungh. 165 mm h 495 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

