

**Stampante ad aghi YKT-01****Kern & Sohn**

Stampante ad aghi YKT-01.

- Grande display LCD;
- Stampa conforme alle norme GLP;
- Stampa di data e ora per documentare le pesate con una marca temporale;
- Specifica di nome, numero di lotto e ID;
- Visualizzazione e stampa della tara, pesi lordi e netti;
- Pesatura multipla per la memorizzazione e l'elaborazione di più pesate consecutive;
- Funzione ricetta;
- Funzione di totalizzazione;
- Funzione statistica.

La stampante viene fornita senza cavo di interfaccia.



| Code        | Description                                                                                                | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06494403 | Stampante ad aghi YKT-01, display LCD, dimensioni (LxPxH) 114,6 x 188,2 x 86,6 mm, Peso 650 g, spina UE/UK | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

