

**Stampante ad aghi YKT-01****Kern & Sohn**

Stampante ad aghi YKT-01.

- Grande display LCD;
- Stampa conforme alle norme GLP;
- Stampa di data e ora per documentare le pesate con una marca temporale;
- Specifica di nome, numero di lotto e ID;
- Visualizzazione e stampa della tara, pesi lordi e netti;
- Pesatura multipla per la memorizzazione e l'elaborazione di più pesate consecutive;
- Funzione ricetta;
- Funzione di totalizzazione;
- Funzione statistica.

La stampante viene fornita senza cavo di interfaccia.



Code	Description	Packaging
LLG06494403	Stampante ad aghi YKT-01, display LCD, dimensioni (LxPxH) 114,6 x 188,2 x 86,6 mm, Peso 650 g, spina UE/UK	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

