

**Cuvetta in vetro borosilicato W600/B/40, cammino ottico 40 mmmm****Tintometer**

Cuvette in vetro borosilicato.

- Elevate qualità ottiche;
- Termoformate: resistenti e di lunga durata;
- Adatte a campioni caldi;
- Bordi smussati: facile posizionamento all'interno dello strumento.

Per utilizzo con Tintometer® modello Fs, Lovibond® modello Fxs, PFXi/PFX195, 880, 950 e 995, con campioni caldi (fino a 100 °C). (Nota: PFXi/PFX-195 massimo cammino ottico 50 mm).

Il vetro borosilicato ha un coefficiente di espansione termica molto basso, ciò lo rende resistente agli shock termici e perciò meno facilmente soggetto alla rottura quando scaldato o raffreddato.



Code	Description	Packaging
LLG06523826	Cuvetta in vetro borosilicato FW600/B/40, cammino ottico 40 mm, per Tintometer F	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

