



Mini pompa per solventi

Bürkle

Mini pompa per solventi. Lo scarico a chiusura automatica (con funzione di auto-stop) della pompa per solventi Mini assicura riempimento assolutamente preciso e senza sgocciolamento. Il dosaggio è anche facile in contenitori molto piccoli, come provette, che non presentano problemi. Un tubo può facoltativamente essere fissato sulla valvola di scarico (interna diam. 6 mm), rendendo così possibili le riempire il contenitore da una distanza maggiore. La pompa per solventi Mini è particolarmente compatta e molto ben equilibrata, e permette di riempire senza ribaltamento, anche da contenitori molto piccoli. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, la pompa per solventi Mini assicura costantemente un riempimento accurato e affidabile per tutta la sua lunga durata, facilmente e comodamente. - Ideale per contenitori da 1-5 l - Collegamento filettato GL 45 - Parti a contatto con il campione in PTFE e acciaio inox (1.4301, 1.4404) - Tubo PTFE (6 x 8 mm) 0,4 m - Include cavo di messa a terra 2 m - Adattatori disponibili come accessori per S 40, GL 38 e GL 32



Code	Description	Packaging
LLG09001351	Pompa a mano MINI, per solventi	1 pz
LLG09001352	Adattatore in PTFE GL45/S40	1 pz
LLG09001353	Adattatore in ETFE GL45/GL38	1 pz
LLG09001354	Adattatore in ETFE GL45/GL32	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

