



## Serbatoi per sistemi purificazione acqua Barnstead Pacific TII/RO

## Kendro

Serbatoi per sistemi purificazione acqua Barnstead™ Pacific™ TII/RO. Per conservazione sicura e conveniente di acqua pura

- Larga apertura per pulizia semplice ed efficace
- Filtro di ventilazione con assorbitore di CO<sub>2</sub> per proteggere l'acqua conservata da contaminanti dell'aria, residui organici e CO<sub>2</sub>
- Il filtro svolge la funzione di valvola di non ritorno per consentire il passaggio dell'acqua distillata nel serbatoio
- Costruiti con materiali inerti opachi alla luce
- La pompa di ricircolo protegge l'acqua pura dalla crescita di batteri durante i periodi di fermo mantenendo un basso valore di conducibilità
- Montaggio a parete semplice e salva-spazio
- Scarico di fondo conico per svuotamento completo
- Consentono scarico completo con pulizia e disinfezione efficiente



Code	Description	Packaging
LLG09535928	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 30* L, Ø 380 mm, h 602 mm	1 pz
LLG09535929	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 30 L, Ø 380 mm, h 602 mm	1 pz
LLG09535932	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 60* L, Ø 380 mm, h 916 mm	1 pz
LLG09535933	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 60 L, Ø 380 mm, h 916 mm	1 pz
LLG09535936	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 100* L, Ø 380 mm, h 1255 mm	1 pz
LLG09535937	Serbatoi sistemi purificazione acqua, 100 L, Ø 380 mm, h 1255 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

