

**Optical glass cell W600/OG/20 path length 20 mm****Tintometer**

Cuvette in vetro ottico.

- Elevate qualità ottiche;
- Termoformate: resistenti e a lunga durata;
- Angoli smussati: facile inserimento negli strumenti;
- Prive di imperfezioni.

Per utilizzo con campioni trasparenti a temperatura ambiente.

Per strumenti modello F o PFX / PFXi.



Code	Description	Packaging
LLG06522394	Cuvetta in vetro ottico W600/OG/20, cammino ottico 20 mm, per Tintometer F	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

