



Pompa peristaltica da laboratorio behrotest PLP33N, portata: 0.166...33.3 ml/min

Kern & Sohn

Pompa peristaltica, da laboratorio, compatta, con portata regolabile in continuo, rotore della pompa con due rulli di compressione e quattro rulli guida.
Sostituire il tubo è facile, non servono utensili o altri ausili.
Motori AC 220V~, 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG06496556	Pompa peristaltica da laboratorio behrotest PLP33N, portata: 0.166...33.3 ml/min	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

