



Termometri ad infrarossi TFI 250 / TFI 54

EBRO

Termometri ad infrarossi TFI 250 / TFI 54. Misura senza contatto della temperatura superficiale con infrarossi. Ideale per misure veloci e sicure di parti in movimento o eccitate e di alimenti. Con batterie e certificato di calibrazione di fabbrica.

Caratteristiche:

Range di misura: da -60 a +550°C

Accuratezza: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ o 2% (da 0°C a +550°C), se superiore

Risoluzione: 0,1 °C

Risoluzione ottica: 12:1

Temperatura operativa: da 0°C a +50°C

Tempo di risposta: 1 s

Fattore di emissività: fisso 0,95 (da 0,1 a 1,0 possibile)

Dimensioni (L x P x H): 153 x 115 x 48 mm (TFI 250) 144 x 117 x 43 mm (TFI54)

Peso (con batterie): 177 g (TFI 250), 180 g (TFI 54)

Batteria: 2 x 1.5 V AAA, sostituibile

Classe di protezione: IP 20 (TFI 250), IP 54 (TFI 54)



Code	Description	Packaging
LLG06272762	Infrared thermometer TFI-260, -60 +550	1 pz
LLG09908032	Termometro infrarossi a prova di spruzzi d'acqua	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

