

**COD-Cuvette test standard, 16mm****Tintometer**

COD-Cuvette test standard, 16mm. Adatto per vari fotometri, grazie alle proprietà chimiche (es. Aqualytic, Hach) con provette diametro 16mm.



Code	Description	Packaging
LLG06242606	Test in cuvetta CSB/COD Vario, 0-1500 mg/l O ₂ , 150 test, UN 2922, 8, II, (E), 16 mm	150 pz
LLG06242848	Cuvette COD test standard, 16 mm, Tipo CSB MR senza mercurio, Range di misura 0 ... 1500 mg/l O ₂	25 pz
LLG06292149	Cuvetta per test COD, 16 mm, Tipo CSB LMR, Range di misura 15 ... 300 mg/l O ₂ , UN 2922, 8, II (E)	25 tests
LLG09950533	Cuvette test COD standard, 16 mm, Tipo CSB LR, Range di misura 0 ... 150 mg/l O ₂	25 pz
LLG09950534	Cuvette test COD standard, 16 mm, Tipo CSB MR, Range di misura 0 ... 1500 mg/l O ₂	25 pz
LLG09950535	Cuvette test COD standard, 16 mm, Tipo CSB HR, Range di misura 0 ... 15000 mg/l O ₂	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

