

**Vacuometro digitale THERMOVAC TM 201****Leybold**

Il vacuometro combina un sensore piezoresistivo per misurazioni ad alta pressione con un sensore Pirani termoconduttivo per misurazioni a bassa pressione.

E' in grado di misurare sia la pressione assoluta che quella relativa (da -1060 a 340 mbar) e supporta quindi la ricerca di perdite e il monitoraggio della pressione.

Il data logger integrato registra le misurazioni con data e ora.

I dati memorizzati possono essere facilmente esportati tramite USB-C o Bluetooth® LE e analizzati con il software opzionale VacuGraph.

- Il display grafico LCD e i menu intuitivi facilitano l'utilizzo;
- Fattore di correzione del tipo di gas regolabile;
- Alimentazione: la batteria al litio si ricarica tramite la porta USB.



Code	Description	Packaging
LLG04714985	Vacuometro digitale THERMOVAC TM 201, 0,00005 ... 1.200 mbar	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

