

**Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC****Testo**


Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC.

Grazie al suo sensore NTC, questa sonda di temperatura impermeabile fornisce risultati di misurazione affidabili e precisi anche a basse temperature.

Per misurazioni su superfici piane.

Vantaggi

- Sensore di temperatura NTC;
- Precisione sino a $\pm 0,2$ °C;
- Ideale per svolgere misure in impianti frigoriferi, in vani/celle frigorifere o in esterni;
- Intervallo di misura: da -50 a +150 °C;
- Precisione: $\pm 0,4$ °C (campo rimanente) - $\pm 0,2$ °C (-25 a +74,9 °C) - $\pm 0,5$ % del v.m. (100 a +150 °C);
- Tempo risposta t_{99} : 35 s;
- Peso: 106 g;
- Dimensioni: 140 x 28 x 24 mm;
- Lunghezza cavo: 1,2 m;
- Diametro tubo sonda: 5 mm;
- Diametro puntale del tubo sonda: 6 mm;
- Lunghezza tubo sonda: 115 mm;
- Lunghezza puntale del tubo sonda: 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06492763	Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

