

**Setti Thermolite Plus, tappo Shimadzu****Restek**

Setti Thermolite Plus, tappo Shimadzu.

Caratteristiche

- Utilizzabili fino ad una temperatura pari a 350 °C nell'iniettore.
- Ultra-low bleed per minimizzare il rumore di fondo.
- Nuovo rivestimento al plasma per eliminare i fenomeni di adesione nella porta di iniezione.
- Modellati in maniera precisa per favorire l'ingresso nell'iniettore.
- Precondizionati e pronti all'uso.
- Impacchettati in blister sigillati.
- Ogni lotto testato con GC-FID.



Code	Description	Packaging
LLG06491475	Setti Thermolite Plus, tappo Shimadzu	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

