

**Lampada Teclu, Ms-Ni****BOCHEM**

Lampada Teclu, Ms-Ni. In acciaio e ottone nichelato. Conforme DIN 30665. Temperatura massima 1300°C. Con valvola a spillo, regolazione dell'aria e fiamma pilota. Rivestimento in gomma antiscivolo sotto la base che assicura una stabilità assoluta.



Code	Description	Packaging
LLG09018377	Bruciatore Teclu, potenza 1,53 kWatt, a gas metano	1 pz
LLG09018378	Bruciatore Teclu, potenza 2,36 kWatt, a gas propano	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

