

**Agitatore riscaldante mutiplo 2mag STIRRING HOTPLATE 6/15****2mag**

Agitatore riscaldante mutiplo 2mag STIRRING HOTPLATE 6/15.

Agitazione

Potente, concetto induttivo 2mag - azionamento magnetico, con 15 punti di agitazione, senza manutenzione ed esente da usura - range di velocità di agitazione estremamente ampio da 100rpm a 2000rpm - velocità 100% sincronizzata, agitazione senza strappi anche a basse velocità - regolazione della potenza dell'agitatore su 10-punti, regolazione potenza elevata per liquidi viscosi e regolazione potenza ridotta per funzionamento a lungo-termine senza nessun effetto sul riscaldamento causato dall'agitatore - chiaro display digitale per impostazione della velocità dell'agitatore, della potenza e temperatura dell'agitatore e della temperatura del riscaldatore integrato - procedura SoftStart per la cattura / centraggio e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica - distanza tra centro di agitazione 65 mm - volume di agitazione 1 - 1000 ml.

Riscaldamento

Piastra riscaldante in resistente lega di alluminio, rivestita in PTFE per maggiore resistenza chimica e pulizia più facile - veloce riscaldamento tramite potente riscaldatore elettrico integrato, distribuzione omogenea della temperatura - temperatura massima di riscaldamento di +200°C - Power Detect per compensazione automatica della perdita in potenza agitante determinata fisicamente che avviene fino al 40% ad elevate temperature - protezione indipendente da sovra-temperatura all'interno della piastra.

Dimensioni (L x P x H) 250 x 430 x 75 mm

Peso 15,0 kg



Code	Description	Packaging
LLG09646050	Agitatore riscaldante mutiplo 2mag STIRRING HOTPLATE 6, 1,5L, 250x430x75mm	1 pz
LLG09646051	Agitatore riscaldante Hotplate 15, posizioni 15, vol.agitazione 1-1000ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

