

**Aspiratore con trappola a bottiglia FTA-1****Grant**

Aspiratore con trappola a bottiglia FTA-1. Studiato per l'aspirazione di routine dei surnatanti alcool/tampone dalle pareti delle microprovette durante le purificazioni di DNA/RNA ed altre tecniche di riprecipitazione di macromolecole. Sistema unico con pompa integrata. La pompa è per provette di reazione da 1,5 ml e volumi veramente piccoli con una potenza media di aspirazione di 600 ml/min. Bottiglia di raccolta da 1 litro. Provvista di filtro idrofobico microbiologico. Pressione vuoto di - 500 mbar. Il filtro di aspirazione microbiologico idrofobico elimina il rischio di contaminazione dalla bottiglia. Con un'efficienza fino al 99,9%, trattiene particelle maggiori di 0,027 micron, che sono minori rispetto agli agenti dell'epatite A, B e C. Le connessioni dei tubi in polietilene collegano il terminale con la bottiglia di raccolta. Un micro-compressore incluso crea una pressione negativa nella bottiglia di raccolta per rimuovere il liquido dai microtubi. E' possibile utilizzare un cavo di alimentazione sottile dentro alla stazione di lavoro. Bottiglia da 1 litro per raccolta di alcool/tampone dalle pareti delle microprovette durante le tecniche di riprecipitazione. Portaprovette per alloggiare due provette per lavaggio e conservazione di puntali di raccolta, consentendo il riutilizzo del puntale.



Code	Description	Packaging
LLG09721058	Aspiratore con trappola a bottiglia FTA-1, sistema tutto in uno	1 pz
LLG09721075	Bottiglia di aspirazione di ricambio, tipo FTA-B	1 pz
LLG09721076	Set di tubi di ricambio, tipo FTA-T	1 pz
LLG09721077	Set adattatore 8 canali, tipo MA-8	1 pz
LLG09721078	Punta 8 canali MA-8T	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

