

**Lampada Bunsen, Ms-Ni****BOCHEM**

Lampada Bunsen, Ms-Ni. Temperatura massima 1300 °C. Con valvola a spillo, termostato di sicurezza (sensore bimetallico con chiusura magnetica), regolazione dell'aria e fiamma pilota. In acciaio e ottone nichelato. Rivestimento in gomma antiscivolo sotto la base che assicura una stabilità assoluta.



Code	Description	Packaging
LLG09018388	Bunsen di sicurezza, potenza 1,53 kWatt, a gas metano	1 pz
LLG09018389	Bunsen di sicurezza, potenza 2,36 kWatt, a gas propano	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

