

**Imbuti di sicurezza con coperchio incernierato, neri, HDPE, elettroconduttivo****SCAT**

Imbuti di sicurezza con coperchio incernierato, neri, HDPE, elettroconduttivo. Questo imbuto compatto con coperchio si adatta in modo ottimale alle condizioni di spazio limitato in laboratorio. Il coperchio a cerniera evita l'evaporazione dei solventi pericolosi volatili. Con setaccio rimovibile per raccogliere agitatori magnetici e residui. Per quasi tutte le sostanze chimiche. Con setaccio rimovibile per una facile pulizia. Diametro imbuto 135 mm. Diverse dimensioni del filetto con coperchio girevole. Il gambo di sicurezza assicura un deflusso pulito senza contaminare l'apertura del contenitore. Lunghezza del gambo di sicurezza è di 200 mm. Disponibile anche senza gambo di sicurezza. Cromatografia con fiale può essere smaltita completamente.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

