

**Rack per piastre PCR da 96 pozzetti, HDPP****ISOLAB**

96-Well PCR Rack, HDPP.

- Prodotto da polipropilene ad alta densità che è completamente autoclavabile. Eccellente per pre e post campionamento PCR.
- Questo rack può essere utilizzato da solo o inserito in una stazione di lavoro.
- Questo rack di lavoro/conservazione è studiato per accomodare 96 provette PCR da 0,2ml o strisce da 8 o 12 provette
- I pozzetti sono facilmente identificabili con indicazioni alfanumeriche in rilievo
- Una copertura translucida chiara protegge le provette dalla polvere ed ha una superficie antiscivolo per consentire la conservazione sicura di più rack
- Dimensioni (L x P x H): 125 x 88 x 31 mm



Code	Description	Packaging
LLG06255804	Rack per provettine 0,2 ml, dim. 125x88x31 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

