

**Alimentatore nanoPAC-300 Mini per vasche elettroforesi gel****Thistle Scientific**

Alimentatore nanoPAC-300 Mini per vasche elettroforesi gel. Il nanoPAC-300 è capace di processare tutti i sistemi Cleaver Scientific orizzontali MultiSUB# e i sistemi gel verticali omniPAGE mini. Massima corrente costante in uscita di 400mA - voltaggio costante fino a 300V - regolabile con incrementi di 1V e 1mA - due uscite parallele - corse continue o a tempo prefissato regolate fino a 999 minuti - chiusura automatica di sicurezza - funzione allarme - esterno in polycarbonato, facile da pulire - display a LED 3-digit.



Code	Description	Packaging
LLG06272711	Alimentatore nanoPAC-300 Mini per vasche elettroforesi gel	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

