

**Miscelatore da laboratorio MemoryBlender 2****ROTOR**

Miscelatore da laboratorio MemoryBlender 2. Il Laboratory MemoryBlender 2 è un miscelatore commerciale programmabile compatto, spinto da un motore con sistema di raffreddamento ad elevata potenza. L'elevata qualità costruttiva e la gestione elettronica dei cicli di velocità garantiscono massime performance. Il microprocessore è costituito da un controllore dotato di 6 pulsanti con 12 cicli pre-programmati ottimizzati che sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. Utilizzando la funzione Memoria (inclusa), questi cicli possono essere sostituiti con programmi individuali con differenti impostazioni di tempo e velocità. Anche la velocità della funzione Pulse può essere cambiata. E' possibile disabilitare la funzione Memory, per evitare sovrascritture indesiderate. Il miscelatore può funzionare anche in modalità manuale con 6 velocità fissate. LED di facile lettura che indicano lo stato del controllore.

- 12 cicli programmabili per elaborazione automatica
- 6 velocità fisse in modalità manuale
- Molto silenzioso, risparmio di spazio, solido ed elegante
- Acciaio inox lucidato
- Facilità di pulizia

Caratteristiche di sicurezza:

- Aprendo il coperchio di plastica il motore si arresta immediatamente
- Un interruttore di protezione previene sovraccarichi e surriscaldamenti del motore
- Interruttore generale robusto
- Il miscelatore è conforme allo standard internazionale IEC

Si prega di ordinare i contenitori di miscelazione separatamente. Prima di iniziare ogni operazione occorre verificare l'integrità e la resistenza di tutti i materiali del frullatore, ad es: vetro, CNS, PP, gomma, verificare inoltre la tolleranza rispetto alle sostanze da trattare.



Code	Description	Packaging
LLG07631205	Contenitore acciaio inox da 2L HighPower, con coperchio e gruppo lame	1 pz
LLG09571301	Bicchieri in vetro da 125ml senza diaframmi, senza coperchio	1 pz
LLG09571302	Bicchieri in vetro da 250ml senza diaframmi, senza coperchio	1 pz
LLG09571303	Bicchieri in vetro da 500ml senza diaframmi, senza coperchio	1 pz
LLG09571304	Bicchieri in vetro da 1000ml senza diaframmi, senza coperchio	1 pz
LLG09571305	Bicchieri in vetro da 1000ml con diaframmi, senza coperchio	1 pz
LLG09571308	Contenitore policarbonato da 2L HighPower, con coperchio e gruppo lame	1 pz
LLG09571309	Miscelatore da Laboratorio MemoryBlender 2	1 pz

