

**Allarme antincendio locale con sirena e lampeggiante TOP-ALARM****B-Safety**

TOP-ALARM è un allarme locale ad attivazione manuale dotato di sirena e luce lampeggiante.

L'alimentazione è autonoma grazie a una batteria alcalina da 9 V (inclusa).

La durata di funzionamento è di circa un anno.

Include il monitoraggio del livello di carica della batteria.

- Luce lampeggiante a LED rossa ad alta visibilità;
- Sirena molto potente con circa 100 dB a 1 metro di distanza;
- E' possibile collegare da 13 a 20 dispositivi con un cavo;
- Autonomo grazie all'alimentazione con batteria alcalina da 9 V;
- Monitoraggio del livello di carica della batteria incluso;
- Versione stabile e resistente alle intemperie in plastica rossa;
- Pulsante di attivazione illuminato in modalità allarme;
- Luce lampeggiante: 1 Hz, rossa;
- Grado di protezione: IP 55;
- Intervallo di temperatura: da -10 °C a +60 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06495354	Allarme antincendio locale con sirena e lampeggiante TOP-Alarm, dim. 160 x 75 x 260 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

