



## Refrigeratori PCR® Cooler

Heathrow Scientific

Refrigeratori per PCR in polipropilene, con coperchio in policarbonato. Sistema di raffreddamento senza ghiaccio per la preparazione e la conservazione di provette e strip PCR da 0,2 e 0,5 ml, nonché piastre da 96 pozzetti in forma standard e a basso profilo. mantengono la temperatura del campione inferiore a 5 °C per un massimo di 3 ore (senza coperchio) e l'intera piastra a 96 pozzetti in forma standard e basso profilo. Mantengono la temperatura del campione inferiore a 5 °C per un massimo di 3 ore (senza coperchio) e l'intera piastra a 96 pozzetti a una temperatura di 0°C per 1 ora. Quando viene superato il limite di temperatura di 6 °C, gli utilizzatori vengono avvisati da un cambiamento contrastante di colore del dispositivo di raffreddamento o di un singolo pozzetto.

- 2 opzioni colore: da viola a rosa e da blu scuro a blu chiaro
- Il raffreddamento senza ghiaccio riduce il rischio di contaminazione
- Il coperchio rimovibile funge anche da supporto
- Il coperchio è adatto per utenti mancini e destrorsi
- Le impugnature ergonomiche testurizzate offrono una presa sicura
- Utilizzabile per stoccaggio in congelatori fino a -80°C
- Identificazione alfanumerica
- 2 anni di garanzia



| Code        | Description                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| LLG06292157 | PCR Cooler, rosa/viola               | 2 pz      |
| LLG06292158 | PCR Cooler, azzurro/blu              | 2 pz      |
| LLG06292159 | PCR Cooler, rosa/viola e azzurro/blu | 2 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

