



## Agitatori magnetici RH basic / digital

IKA

Agitatori magnetici RH basic / digital. Agitatore magnetico con riscaldamento, economico e con nuovo design. Elevata potenza riscaldante di 600 W e piastra riscaldante in composto rame-acciaio, che assicura un rapido riscaldamento. Temperatura di sicurezza regolabile da 50 a 370°C. Funzione Soft-start di avvio dolce del motore. Include filettatura M 10 per un'asta di supporto. Forte campo magnetico ed ampio range di velocità per volumi fino a 15 litri.

**Solo per modello RH digital:**

Connettore secondo DIN 12878 per collegamento ad un termometro elettronico a contatto, come il mod. ETS-D5.

E' possibile il controllo altamente accurato della temperatura con il sensore posto direttamente nel campione.

- Display digitale di temperatura e velocità
- Display codice di errore
- Funzionamento facile tramite tastiera a sfioramento

**Caratteristiche**

Quantità max. agitabile (H<sub>2</sub>O): 15 L

Potenza motore ingresso / uscita: 15 / 2 W

Range velocità: da 50 a 2000 rpm

Display velocità RH basic: su scal

Display velocità RH digital: a LED

Produzione calore: 600W

Velocità di riscaldamento (1 L H<sub>2</sub>O): 6 K/min

Range temperatura min. / max.: da 50 a 320°C

Regolazione accuratezza RH digital: ± 5K

Regolazione circuito di sicurezza min. / max.: da 50 a 370°C

Collegamento per sensore est. temp.: DIN 12878

Precisione di regolazione con sensore: ± 1K

ETS-D5: ± 0,5K

ETS-D6: ± 0,2K

Piastra di appoggio: acciaio inox 1.4301, diam. 135mm

Dimensioni (L x P x H): 160 x 246 x 90 mm

Peso: 2 kg

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione: 220 - 240v, 50/60 Hz



| Code        | Description                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| LLG09720417 | Agitatore magnetico RH basic white          | 1 pz      |
| LLG09720418 | Agitatore magnetico RH digital white        | 1 pz      |
| LLG09720421 | Agitatore magnetico RH basic white S 2 UK   | 1 pz      |
| LLG09720422 | Agitatore magnetico RH basic white S 3 CH   | 1 pz      |
| LLG09720423 | Agitatore magnetico RH digital white S 2 UK | 1 pz      |
| LLG09720424 | Agitatore magnetico RH digital white S 3 CH | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

