



**Accessori per determinazione del COD**

**Behr**

Accessori per determinazione del COD.



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06052520 | Inserto-/telaio-superiore per CSB 12 E, tipo E 12/B                        | 1 pz      |
| LLG06052521 | Supporto per contenitore per inserto porta campione E 6/B, E 12/B, E 12/BV | 1 pz      |
| LLG06060786 | Vaso di reazione con NS 29, volume 175ml, scala marcata a 100 ml           | 1 pz      |
| LLG06060787 | Vaso di reazione con adattatore, NS29, scala marcata a 100ml, collare PVDF | 1 pz      |
| LLG06060788 | COD dispositivo raffreddamento ad aria                                     | 1 pz      |
| LLG06086631 | Set ancorette magnetiche per RG, conf. da 12                               | 12 pz     |
| LLG06089904 | Inserto-/telaio-superiore per CSB 24 E                                     | 1 pz      |
| LLG09843765 | Buretta digitale DIT 50 per titolazione, 50 ml                             | 1 pz      |
| LLG09920701 | Inserto-/telaio-superiore per CSB 6 E                                      | 1 pz      |
| LLG09920711 | Dispensatore universale                                                    | 1 pz      |
| LLG09920712 | Dispensatore universale                                                    | 1 pz      |

