

**Microscopio trinoculare BA310 LED****MOTIC**

BA310 dispone di una potente sorgente luminosa regolabile per soddisfare sia le necessità di illuminazione delicate che dettagliate per tutti i tipi di campioni, mentre l'illuminazione Koehler completa aiuta a mettere in risalto anche i preparati colorati più deboli.

I nuovi obiettivi CCIS EF-N, con ottiche planari a correzione infinita, forniscono un contrasto ottimale delle immagini grazie ai rivestimenti multi-strato delle lenti di nuova progettazione.

- Testa trinoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360°;
- Oculari N-WF10x/20mm a grande estrazione, correzione diottrica su entrambi gli occhi;
- Obiettivi planari a correzione infinita CCIS EF-N Plan 4x, 10x, 40x, 100x (40, 100, 400, 1000 ingrandimenti);
- Messa a fuoco grossolana e fine con regolazione della tensione;
- Porta-preparati con movimenti micrometrici su 2 assi;
- Condensatore di Abbe 0,90/1,25 N.A. fuocheggiabile con diaframma a iride;
- Illuminazione a LED regolabile con diaframma di Koeler.



Code	Description	Packaging
LLG06286342	Microscopio trinoculare BA310 LED, N-WF10X/20mm, CCIS EF-N obiettivi piani acromatici	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

