

**Spettrofotometro a trasmissione ICx****Tintometer**

Spettrofotometro a trasmissione per la misurazione precisa e oggettiva del colore di liquidi trasparenti. L'ICx offre un utilizzo intuitivo grazie all'interfaccia touch, alla guida integrata alle procedure e al facile accesso ai risultati. Le funzioni di aiuto integrate e le indicazioni per l'utente garantiscono un flusso di lavoro efficiente. Il Lovibond® ICx fornisce dati secondo la scala platino-cobalto/Hazen/APHA (ASTM D1209, ASTM D5386, ISO 6271), nonché l'indice di giallo e lo spazio colore CIEL*a*b*.

- Misurazione rapida dei campioni e visualizzazione dei risultati;
- Elevata precisione e ripetibilità con valori Pt-Co molto bassi;
- Memoria dati integrata per oltre 100.000 misurazioni;
- Interfacce: USB, RS232;
- Sorgente luminosa: alogeno al tungsteno;
- Il design compatto consente di risparmiare spazio sul tavolo da laboratorio;
- Alloggiamento in alluminio resistente agli agenti chimici;
- I componenti ottici ed elettronici completamente sigillati proteggono dall'ingresso di liquidi.



Code	Description	Packaging
LLG04716033	Spettrofotometro a trasmissione Icx, cammino ottico 0,1 ... 152,4 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

