

**Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital****IKA**

Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital. Agitatore da laboratorio per semplice agitazione di quantità fino a 15 L (H₂O). Regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/30 a 2000 rpm. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione.

- Display digitale della velocità
- Velocità regolabile infinitamente
- Aste di agitazione infilabili
- Protezione da sovraccarico
- Funzionamento sovraccarico per breve tempo

Caratteristiche

- Quantità max. agitabile (H₂O): 15 L
- Viscosità massima: 10000 mPas
- Potenza motore assorbita/erogata: 70 / 42 W
- Range velocità: da 0/30 a 2000 rpm
- Potenza all'albero di agitazione: 20 Ncm
- Display: LED
- Coppia massima al mandrino: da 0.5 a 10 mm
- Dimensioni (L x P x H): 86 x 208 x 248 mm
- Peso: 4,4 kg
- Classe di protezione DIN EN 60529: IP 42
- Alimentazione: 230V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09816691	Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital	1 pz
LLG09816692	Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital S 2 UK	1 pz
LLG09816693	Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital S 3 CH	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

