

**Densitometri DEN-1 / DEN-1B****Grant**

Densitometri DEN-1 / DEN-1B. Densitometro da banco efficiente e compatto per misurare la torbidità di sospensioni cellulari in diverse applicazioni di life science. I densitometri sono progettati e calibrati dal produttore per misurare la torbidità nel range da 0.3 a 5.0 unità McFarland (DEN-1) e da 0.00 a 6.00 unità McFarland (DEN-1B) con una piccola deviazione standard. Se richiesto, essi possono fornire un range più ampio di misura (fino a 15.00 unità McFarland), ma con una maggiore deviazione standard.



Code	Description	Packaging
LLG06234576	Densitometro DEN-1	1 pz
LLG06237141	Set di 5 standard di riferimento (0,5/1,0/2,0/3,0/4,0)	1 pz
LLG09721057	Densitometro DEN-1B	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

