

**Agitatore ad asta EUROSTAR 20, ad alta velocità, digitale****IKA**

Agitatore ad asta EUROSTAR 20 high speed digital. Agitatore da laboratorio ad alta velocità per miscele intense di quantità fino a 20 L (H₂O). Regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/150 a 6000rpm. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione. Display digitale della velocità. Velocità regolabile infinitamente. Sede conica per asta di precisione. Protezione da sovraccarico. Funzionamento sovraccarico per breve tempo. Involucro sottile. Funzionamento silenzioso. Display codice di errore.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

