

**Agitatore ad asta EUROSTAR 200 control P4****IKA**

Agitatore ad asta EUROSTAR 200 control P4. Agitatore estremamente potente da laboratorio per applicazioni in alta viscosità di quantità fino a 100 L (H₂O). E' progettato con un controller removibile senza fili ed un display digitale TFT. Regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/4 a 530rpm (due range di velocità). L'agitatore è fornito con interfacce RS232 e USB per controllare e documentare tutti i parametri. Un display indicatore di coppia permette la misura delle variazioni della viscosità. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione. Display multilingue TFT. Telecomando staccabile. Funzioni programmabili. Misura integrata della temperatura. Funzionamento a intervalli. Funzione Timer. Circuito di sicurezza regolabile. Funzione di blocco. Velocità regolabile infinitamente. Protezione da sovraccarico. Funzionamento sovraccarico per breve tempo. Involucro sottile. Funzionamento silenzioso. Display codice di errore.



Code	Description	Packaging
LLG09816712	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 P 4 control	1 pz
LLG09816713	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 P 4 control S 2 UK	1 pz
LLG09816714	Agitatore ad asta EUROSTAR 200 P 4 control S 3 CH	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

