

**Agitatore ad asta RW 28 digitale****IKA**

Agitatore ad asta RW 28 digitale. Potente agitatore da laboratorio controllato meccanicamente, studiato per applicazioni in alta viscosità di quantità fino a 80 L (H<sub>2</sub>O). E' adatto per agitazioni intense per utilizzo in laboratorio ed impianti pilota. L'agitatore viene fornito equipaggiato con una protezione da surriscaldamento del motore per mezzo di un limitatore che auto-blocca la temperatura. Inoltre, per fissare i recipienti, una protezione per l'asta ed una pinza di fissaggio, sono disponibili come opzione. Display digitale della velocità. Velocità regolabile infinitamente in due range. Aste di agitazione infilabili. Protezione da sovraccarico. Design robusto ed ergonomico. Funzionamento silenzioso. Display codice di errore. Azionamento a potenza costante.



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG09816630 | Agitatore ad asta RW 28 digital        | 1 pz      |
| LLG09816631 | Agitatore ad asta RW 28 digital S 2 UK | 1 pz      |
| LLG09816632 | Agitatore ad asta RW 28 digital S 3 CH | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

