

**Agitatore ad asta RW 28 digitale****IKA**

Agitatore ad asta RW 28 digitale. Potente agitatore da laboratorio controllato meccanicamente, studiato per applicazioni in alta viscosità di quantità fino a 80 L (H₂O). E' adatto per agitazioni intense per utilizzo in laboratorio ed impianti pilota. L'agitatore viene fornito equipaggiato con una protezione da surriscaldamento del motore per mezzo di un limitatore che auto-blocca la temperatura. Inoltre, per fissare i recipienti, una protezione per l'asta ed una pinza di fissaggio, sono disponibili come opzione. Display digitale della velocità. Velocità regolabile infinitamente in due range. Aste di agitazione infilabili. Protezione da sovraccarico. Design robusto ed ergonomico. Funzionamento silenzioso. Display codice di errore. Azionamento a potenza costante.



Code	Description	Packaging
LLG09816630	Agitatore ad asta RW 28 digital	1 pz
LLG09816631	Agitatore ad asta RW 28 digital S 2 UK	1 pz
LLG09816632	Agitatore ad asta RW 28 digital S 3 CH	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

