

**Agitatore ad asta RW 47 digital****IKA**

Agitatore ad asta RW 47 digital. Agitatore universale da laboratorio estremamente potente per quantità fino a 200 L (H₂O). Regola automaticamente la velocità tramite tecnologia controllata da microprocessore nel range da 0/3 a 2000rpm. Circuiti di sicurezza installati assicurano lo spegnimento automatico in condizioni di anti-stallo o sovraccarico. Viene costantemente mantenuto il confronto tra la velocità dell'asta e quella desiderata e le variazioni vengono regolate automaticamente. Questo garantisce una velocità costante anche al variare della viscosità del campione. Display digitale della velocità. Velocità regolabile infinitamente. Aste di agitazione infilabili. Protezione da sovraccarico. Funzionamento sovraccarico per breve tempo. Involucro sottile. Funzionamento silenzioso. Display codice di errore.



Code	Description	Packaging
LLG09816633	Agitatore ad asta RW 47 digital	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

