

**Agitateur basculant Rocker 3D basic / 3D digital****IKA****Agitateur basculant Rocker 3D basic / 3D digital**

Agitateur basculant sur trois dimensions à vitesse fixe pour agitation légère. Un angle d'inclinaison fixe garantit des résultats d'essais reproductibles.

- Différents accessoires permettent une variété d'applications
- Utilisable de 4 à 50 ° C dans des incubateurs
- Tapis en caoutchouc anti-dérapant inclus
- Utilisation simple par clavier à membrane
- Convient pour un fonctionnement en continu

Rocker 3D digital uniquement:

- Timer: Compte à rebours réglable de 1s à 99h 59min
- Minuteur: affichage du temps d'agitation
- Affichage de code d'erreur

Caractéristiques

Type de mouvement: basculant/tridimensionnel

Angle d'inclinaison Rocker 3D basic / 3D digital: 8° / 0 - 15°

Capacité d'agitation: 2kg

Puissance moteur entrée / sortie: 16 / 9W

Vitesse Rocker 3D basic / 3D digital: 30 rpm (fixe) / 5 à 80rpm

Affichage de la vitesse (Rocker 3D uniquement): 7 segments LED

Dimensions (L x P x H) Rocker 3D basic / 3D digital: 280 x 330 x 165 mm / 280 x 330 x 185 mm

Poids: 2.2kg

Type de protection norme DIN EN 60529: IP 21

Alimentation: 100-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09729986	Agitateur basculant Rocker 3D basic / 3D digital Type Rocker 3D basic Cap. d'agitation adm. /Charge max. 2 kg Vitesse min. 30 tr/min. Vitesse max. 30 tr/min.	1 pz
LLG09729987	Agitateur basculant Rocker 3D basic / 3D digital Type Rocker 3D digital Cap. d'agitation adm. /Charge max. 2 kg Vitesse min. 5 tr/min. Vitesse max. 80 tr/min.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

