

**Agitatore a rulli Roller 6 basic / 6 digital / 10 basic / 10 digital****IKA**

Agitatore a rulli con 6 o 10 rulli, con gentile azione oscillante e ruotante e velocità fissa. Speciale per miscelare campioni di sangue, sospensioni solide o liquide e campioni viscosi. Lo strumento può essere usato per tutte le provette e le bottiglie convenzionali. I rulli facilmente removibili consentono la semplice e veloce pulizia dell'agitatore da versamenti di campione.

- Utilizzabile in incubatore da +4 a +50°C
- Adatto per funzionamento in continuo
- Rulli removibili adatti per provette più grandi
- Funzionamento semplice con tastiera a membrana
- Rulli facilmente removibili

Solo per Roller 6 digital / 10 digital:

- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 s a 99h 59min
- Contatore: display del tempo di agitazione
- Display del codice di errore

Caratteristiche

- Tipo di movimento: dondolamento e rotolamento
- Diametro di agitazione: 24.5 (altezza)
- Dimensione rulli (lung. x Ø): 310 x 32mm
- Temperatura ambiente: da +4 a +50°C
- Massima umidità: 80%
- Classe di protezione: IP 21
- Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09729970	Agitatore a rulli Roller 6 basic, 6 rulli, dim. 240x545x115mm, 30 rpm	1 pz
LLG09729971	Agitatore a rulli Roller 6 digital, 6 rulli, dim. 240x545x115mm, 5-80 rpm	1 pz
LLG09729972	Agitatore a rulli Roller 10 basic, 10 rulli, dim. 380x545x115mm, 30 rpm	1 pz
LLG09729973	Agitatore a rulli Roller 10 digital, 10 rulli, dim. 380x545x115mm, 5-80 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

