

**Capillari monouso, in vetro****Camag**

Capillari in vetro.

Progettati per l'applicazione manuale di campioni da 0,5, 1, 2, 5 o 10 L e impacchettati in confezioni con codice colore:

Monouso.

Per TLC.



| Code        | Description                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| LLG06262203 | Capillari monouso, in vetro, 10 l | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

