

**Agitatore a piatto rotante Loopster basic / digital****IKA**

Agitatore a piatto rotante Loopster basic / digital.

Agitatore con gentile ma efficace agitazione con velocità fissa. Ideale per campioni biologici, specialmente per il sangue. Adatto per processi di separazione e miscelazione di campioni in polvere e liquidi in provette Eppendorf e Greiner fino a 50 mL. I supporti facilmente removibili consentono una facile e veloce pulizia dello strumento, in caso di versamento di campione.

- Angolo di rotazione regolabile liberamente
- Diversi supporti consentono una varietà di applicazioni
- Utilizzabile in incubatore da +4°C a +50 °C
- Semplice utilizzo tramite tastiera a membrana
- Adatto per funzionamento in continuo

Solo per Loopster digital:

- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 s a 99h 59min
- Contatore: display del tempo di agitazione
- Display codice de errore

Caratteristiche

Tipo di movimento: rotatorio

Diametro di agitazione: regolabile da orizzontale a verticale

Peso massimo agitabile (con accessorio): 2 kg

Potenza motore assorbita / erogata: 16 / 9 W

Dimensioni (L x P x H): 300 x 300 x 360 mm

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09729982	Agitatore a piatto rotante Loopster basic, velocità 20 rpm	1 pz
LLG09729983	Agitatore a piatto rotante Loopster digital, velocità 5-80 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

