

**Agitateur rotatif Loopster basic / digital****IKA****Agitateur rotatif Loopster basic / digital**

Agitateur rotatif pour un mélange en douceur mais efficace avec une vitesse fixe. Idéal pour les échantillons biologiques, en de sang. Convient pour la séparation et le mélange d'échantillons liquides ou solides dans des tubes Eppendorf et tubes Greiner jusqu'à 50ml. Les fixations faciles à retirer, permettent un nettoyage simple et rapide.

- Angle de rotation réglable librement
- Différents accessoires permettent une variété d'applications
- Utilisable de 4 à 50 ° C dans des incubateurs
- Utilisation simple par clavier à membrane
- Convient pour un fonctionnement en continu

Loopster digital uniquement:

- Timer: Compte à rebours réglable de 1s à 99h 59min
- Minuteur: affichage du temps d'agitation
- Affichage de code d'erreur

Caractéristiques**Type de mouvement: Rotation****Angle d'agitation: ajustable d'un niveau horizontal à vertical****Capacité d'agitation: 2kg****Puissance moteur entrée / sortie: 16 / 9W****Dimensions (L x P x H): 300 x 300 x 360mm****Type de protection norme DIN EN 60529: IP 21****Alimentation: 100-240V, 50/60Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09729982	Agitateur rotatif Loopster basic / digital Type Loopster basic Cap. d'agitation adm. /Charge max. 2 kg Vitesse min. 20 tr/min. Vitesse max. 20 tr/min.	1 pz
LLG09729983	Agitateur rotatif Loopster basic / digital Type Loopster digital Cap. d'agitation adm. /Charge max. 2 kg Vitesse min. 5 tr/min. Vitesse max. 80 tr/min.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

