

**Agitatore Trayster basic / digital****IKA**

Agitatore Trayster basic / digital.

Agitatore con rotazione verticale per dolce ma efficace miscelazione con velocità fissa. Ideale per campioni biologici, specialmente per il sangue. Adatto per processi di separazione e miscelazione di campioni in polvere e liquidi in provette Eppendorf e Greiner fino a 50 ml. L'accessorio facilmente removibile consente la pulizia semplice e veloce dell'agitatore da versamenti di campione.

- Diversi attacchi che consentono una varietà di applicazioni
- Utilizzabile in incubatori da +4°C a +50°C
- Adatto per funzionamento in continuo
- Funzionamento semplice tramite tastiera a membrana

Solo per Trayster digital:

- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1s a 99h 59min
- Contatore: display del tempo di scuotimento
- Display codice errore

Gli attacchi portaprovette non sono inclusi. Si prega ordinarli separatamente.

Caratteristiche

Tipo di movimento: verticale, rotatorio

Diametro di agitazione: verticale o orizzontale


Massimo peso agitabile (con supporto): 2 kg

Potenza motore assorbita / erogata: 16 / 9 W

Dimensioni (L x P x H): 460 x 140 x 180 mm

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09837870	Agitatore Trayster basic, velocità 20 rpm	1 pz
LLG09837871	Agitatore Trayster digital, velocità 5-80 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

