

**Blocchi riscaldanti a secco****IKA**

Blocchi riscaldanti a secco. Blocchi riscaldanti digitali per 1, 2, 3 o 4 blocchi di alluminio che forniscono un preciso controllo della temperatura in piccoli contenitori. Il sensore di temperatura incluso PT 1000 consente il controllo della temperatura direttamente nel contenitore del campione. Vengono impiegati per provette PCR, strisce, provette Greiner, micropiastre e cuvette. Il blocco riscaldante è ideale per determinazione del punto di fusione e di ebollizione, reazioni enzimatiche, incubazione e attivazione di colture, saggi immunologici, denaturazione del DNA, test su campioni di colture, test di coagulazione, determinazioni sangue-urea-azoto e ibridizzazioni in loco. - Temperatura regolabile in continuo fino a 120°C - Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 min a 99h 59min - Contatore: Display del tempo di riscaldamento - Altamente versatile con un largo numero di blocchi - Display del codice di errore e - Circuito di sicurezza fissato - Segnale acustico alla fine del test Senza blocchi. Da ordinare separatamente.



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09816801 | Blocco Dry Block Heater 1, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm      | 1 pz      |
| LLG09816802 | Blocco Dry Block Heater 1 UK, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm   | 1 pz      |
| LLG09816803 | Blocco Dry Block Heater 1 CH, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm   | 1 pz      |
| LLG09816804 | Blocco Dry Block Heater 2, 250 W, piastra 96x152mm, 151x304x73mm     | 1 pz      |
| LLG09816805 | Blocco Dry Block Heater 2 UK, 250 W, piastra 96x152 mm, 151x304x73mm | 1 pz      |
| LLG09816806 | Blocco Dry Block Heater 2 CH, 250 W, piastra 96x152 mm, 151x304x73mm | 1 pz      |
| LLG09816807 | Blocco Dry Block Heater 3, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73mm     | 1 pz      |
| LLG09816808 | Blocco Dry Block Heater 3 UK, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73mm  | 1 pz      |
| LLG09816809 | Blocco Dry Block Heater 3 CH, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73 mm | 1 pz      |
| LLG09816810 | Blocco Dry Block Heater 4, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73 mm    | 1 pz      |
| LLG09816811 | Blocco Dry Block Heater 4 UK, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73 mm | 1 pz      |
| LLG09816812 | Blocco Dry Block Heater 4 CH, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73mm  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

