

**Blocchi riscaldanti a secco****IKA**

Blocchi riscaldanti a secco. Blocchi riscaldanti digitali per 1, 2, 3 o 4 blocchi di alluminio che forniscono un preciso controllo della temperatura in piccoli contenitori. Il sensore di temperatura incluso PT 1000 consente il controllo della temperatura direttamente nel contenitore del campione. Vengono impiegati per provette PCR, strisce, provette Greiner, micropiastre e cuvette. Il blocco riscaldante è ideale per determinazione del punto di fusione e di ebollizione, reazioni enzimatiche, incubazione e attivazione di colture, saggi immunologici, denaturazione del DNA, test su campioni di colture, test di coagulazione, determinazioni sangue-urea-azoto e ibridizzazioni in loco.- Temperatura regolabile in continuo fino a 120°C- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 min a 99h 59min- Contatore: Display del tempo di riscaldamento- Altamente versatile con un largo numero di blocchi- Display del codice di error e- Circuito di sicurezza fissato- Segnale acustico alla fine del testSenza blocchi. Da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09816801	Blocco Dry Block Heater 1, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm	1 pz
LLG09816802	Blocco Dry Block Heater 1 UK, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm	1 pz
LLG09816803	Blocco Dry Block Heater 1 CH, 150 W, piastra 96x75mm, 151x228x73mm	1 pz
LLG09816804	Blocco Dry Block Heater 2, 250 W, piastra 96x152mm, 151x304x73mm	1 pz
LLG09816805	Blocco Dry Block Heater 2 UK, 250 W, piastra 96x152 mm, 151x304x73mm	1 pz
LLG09816806	Blocco Dry Block Heater 2 CH, 250 W, piastra 96x152 mm, 151x304x73mm	1 pz
LLG09816807	Blocco Dry Block Heater 3, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73mm	1 pz
LLG09816808	Blocco Dry Block Heater 3 UK, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73mm	1 pz
LLG09816809	Blocco Dry Block Heater 3 CH, 300 W, piastra 96x227mm, 151x380x73 mm	1 pz
LLG09816810	Blocco Dry Block Heater 4, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73 mm	1 pz
LLG09816811	Blocco Dry Block Heater 4 UK, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73 mm	1 pz
LLG09816812	Blocco Dry Block Heater 4 CH, 375 W, piastra 96x304mm, 151x456x73mm	1 pz