

**Bicchieri multiuso con tappo a vite, PP****Ratiolab**

Bicchieri multiuso con tappo a vite, PP. Trasparenti, con tappo a vite rosso. Non sterili o sterili. I beaker sterili sono confezionati singolarmente. Sono ideali per campionamento e conservazione di campioni solidi, fangosi e liquidi.



Code	Description	Packaging
LLG06093728	Bicchieri con tappo a vite, 120 ml, sterile, Ø 62x72 h mm (con tappo)	250 pz
LLG06258714	Bicchieri con tappo a vite, 60 ml, sterile*, Ø 43x67 h mm (con tappo)	500 pz
LLG06260493	Bicchieri multiuso in PP con tappo a vite, 60 ml, non sterile, Ø 43x66 h mm (con tappo rosso a vite)	600 pz
LLG06261429	Bicchieri con tappo a vite, 200 ml, non sterile, Ø 64x81 h mm (con tappo)	200 pz
LLG06262099	Bicchieri con tappo a vite, 200 ml, sterile, Ø 64x81 h mm (con tappo)	150 pz
LLG06287527	Beaker con tappo vite, PP, sterile, 30 ml, H 48 mm, Ø chiusura 43 mm	500 pz
LLG06803183	Bicchieri con tappo a vite, in PP, 120 ml, graduato, non sterile, Ø 63x73 h mm (con tappo)	500 pz
LLG09401860	Bicchieri con tappo a vite, 30 ml, non sterile, Ø 43x48 h mm (con tappo)	1000 pz
LLG09401861	Bicchieri multiuso con tappo a vite, 200 ml, Sterile, Ø Chiusura 64 mm, H 82 mm, PS	150 pz

