



Essiccatori sottovuoto, vetro soda-lime, con coperchio, rubinetto e piastra in porcellana

LLG Labware

Essiccatori sottovuoto, vetro soda-lime, con coperchio, rubinetto e piastra in porcellana. A tenuta di vuoto; il rubinetto ha un diametro esterno di circa 9mm.



Code	Description	Packaging
LLG09042740	Essiccatore con pomo, Ø est. 215 mm, Ø piatto 140 mm, h 224 mm	1 pz
LLG09042741	Essiccatore con pomo e rubinetto, Ø est. 262 mm, Ø piatto 190 mm, h 239 mm	1 pz
LLG09042742	Essiccatore con pomo, Ø est. 293 mm, Ø piatto 235 mm, h 278 mm	1 pz
LLG09042743	Essiccatore con pomo, Ø est. 380 mm, Ø piatto 280 mm, h 414 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

