



**Cuvette per fotometri**

**Tintometer**

Cuvette per fotometri.



Code	Description	Packaging
LLG06230635	Set di 5 cuvette rotonde con coperchio , Ø 24 mm	5 pz
LLG09699226	Adattatore, grigio, per cuvette Ø16mm	1 pz
LLG09699228	Adattatore, grigio, per cuvette Ø13mm	1 pz
LLG09699231	Set di 12 cuvette tonde con coperchio, Ø24 mm	12 pz
LLG09699240	Set di 10 cuvette tonde con coperchio, Ø16 mm	10 pz
LLG09699243	Anello di tenuta per cuvette, Ø 24mm	12 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

