



## Soluzioni TICKOPUR e STAMMOPUR

Bandelin

Soluzioni speciali per pulizia con bagni ad ultrasuoni SONOREX. Favoriscono la cavitazione; pulizia profonda; delicate sui materiali, senza cloro. Utilizzabili a freddo o a caldo.

**Tickopur TR 3.**

Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: leggermente acido pH 3.0 al 1%, dosaggio da 1 a 5%, a base di acido citrico, privo di fosfati. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non-ferrosi, preziosi e leggeri, vetri, ceramiche, plastiche, gomma. Rimuove: residui minerali, corrosione, grasso, olii, cere, pigmenti, trucioli, sbavature, residui di lucidatura e smerigliatura.

**Tickopur R 27.\***

Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: acido in soluzione pH 1,9 al 1% superiore al 5%. Per vetro, acciaio, gomma, plastica, metalli nobili, ceramica. Rimuove: ruggine, calce, sedimenti minerali, silicati, fosfati, cemento, urina ecc.

**Tickopur R 30.**

Detersivo neutro, concentrato. Proprietà: neutro, pH 7 dosaggio 1-5 %. Per vetro, acciaio, metallo non ferroso, alluminio, gomma, ottiche, setacci. Rimuove: grassi, olii, polvere, proteine, cere, film di silicone ecc..

**Tickopur R 33.**

Detersivo universale, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all'1%, dosaggio 1 - 5 %. Per vetro, metallo, ceramica, plastica, gomma. Rimuove: grassi, olii, cere, film di silicone, proteine, inchiostri di china ecc.

**Tickopur RW 77.**

Detersivo speciale con ammoniaca, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all' 1%, dosaggio dal 5 al 10 %. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, vetro, plastica, componenti ottici. Rimuove: grassi, oli, cere, lubrificanti, film di silicone, abrasivi, agenti lucidanti e fondenti ecc, leggermente antiossidante.

**Tickopur J 80 U.**

Antiossidante con prevenzione corrosione, pronto per l'uso. Proprietà: debolmente acido, pH 2, per uso solo in bicchieri di vetro o plastica. Per: metalli non ferrosi, leghe, rame, schermi per microscopi elettronici. Rimuove: strati ossidati e solforati, flusso, antiossidante.

**Stammopur 24.\***

Detergente, disinfettante concentrato. Per pulizia e disinfezione intensa. Certificato VAH. Senza aldeidi, cloro e fenoli. Efficace contro batteri, funghi e virus (BVDV/Vaccinia / HBV / HVC / HIV / H5N1). Applicazione 1-2%, leggermente alcalino, pH 9,4 (1%). Con protezione contro la corrosione. Elevata compatibilità con la maggior parte dei materiali.

\*Soggetto al regolamento per il trasporto di merci pericolose.

| Code        | Description                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06301466 | Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L | 1 pz      |
| LLG06801786 | STAMMOPUR R                                                         | 1 pz      |
| LLG06802537 | Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L | 1 pz      |
| LLG06802927 | Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L | 1 pz      |



| Code        | Description                                                           | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09192601 | Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L   | 1 pz      |
| LLG09192602 | Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L   | 1 pz      |
| LLG09192605 | Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L   | 1 pz      |
| LLG09192611 | Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L  | 1 pz      |
| LLG09192612 | Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L  | 1 pz      |
| LLG09192615 | Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L  | 1 pz      |
| LLG09192641 | Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L   | 1 pz      |
| LLG09192642 | Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L   | 1 pz      |
| LLG09192646 | Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L   | 1 pz      |
| LLG09192672 | Soluzioni, Tipo TICKOPUR TR 13, Capacità 5 Litri                      | 1 pz      |
| LLG09192711 | Detergente STAMMOPUR 24* per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L   | 1 pz      |
| LLG09192712 | Detergente STAMMOPUR 24* per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L   | 1 pz      |
| LLG09192751 | Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L | 1 pz      |
| LLG09192752 | Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L | 1 pz      |
| LLG09192755 | Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L | 1 pz      |
| LLG09192761 | Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L   | 1 pz      |
| LLG09192762 | Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L   | 1 pz      |
| LLG09192765 | Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L   | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

